

携帯型発作時心電図		S103		
		担当部署		
携帯型		生理		
<b>検査オーダー</b>				
患者同意に関する要求事項		該当なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→生理→心電図→携帯型発作心電図		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		貸出期間は一週間。		
検査受付時間		8:45~17:30		
<b>検体採取・搬送・保存</b>				
患者の事前準備事項		1) 有症状時に患者自身が記録を行なう。 2) 貸出期間は1週間とし、延長の場合は再オーダーが必要。		
検体採取の特別なタイミング		イベント出現時に患者自身で心電図記録する。		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1	人体(心臓)	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
検体搬送条件		ベッド不可		
検体受入不可基準		1) 機器の操作ができない患者 2) 検査に同意を得られない患者		
保管検体の保存期間		特記事項なし		
<b>検査結果・報告</b>				
検査室の所在地		病院棟3階 中央検査部		
測定時間		返却後 90分		

生物学的基準範囲		該当なし				
臨床判断値		該当なし				
基準値					単位	特記事項なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因		該当なし				
臨床的意義		<p>動悸、息切れ、めまい、胸痛などのイベントはあるが、その発生頻度が少なく不規則な患者に対して、その原因精査に用いられる。</p> <p>長時間においてイベント出現時に患者自身で心電図記録が可能である。</p>				